

Gebrauchsanweisung

EN INSTRUCTIONS FOR USE Single-use Syringe 1 ml Luer Lock

1 Locking handle in FREE-mode 2 Pull-up dilution Remove air-bubbles 3 Rotate plunger to set scale See dilution table on the box 4 Locking handle in OPERATION-mode 5 Ready to inject

	1	2	3	4	5
DE	Der Hebel in Getriebe-Modus	Aufbauen Verdünnung Luftblasen entfernen lassen	Pumpkolben in die gewünschte Dosisstellung drehen Siehe Verdünnungstabelle auf der Verpackung	Der Hebel in Betriebsmodus	Spritzfertig
FR	Poignée en mode libre	Faites remonter la dilution Éliminez les bulles d'air	Faites tourner le piston jusqu'à réglage de la dose requise Consultez le tableau de dilution sur la boîte	Poignée en mode de fonctionnement	Prêt à injecter
IT	Maneggiare in modalità libero	Prelevare la soluzione Utilizzando	Ruotare lo stantuffo in posizione sull'impostazione del dosaggio richiesto Vedere la tabella di diluizione sulla confezione	Maneggiare in modalità operativa	Pronto per l'iniezione
ES	Manja en modo libre	Extraiga la dilución necesaria Elimine las burbujas de aire	Gire el émbolo hasta la posición de la dosis requerida. Consulte la tabla con diluciones, en la caja	Manja en modo de operación	Listo para inyectar
BG	заклочваща дръжка в свободен режим	Разредване с издържане Отстраняване на въздушни мехурчета	Завъртете буталото, за да зададете издържане Вижте таблицата за разреждане на кутията	заклочваща дръжка в режим на работа	Готови за инжектиране
CS	Zamykací rukovět ve volném režimu	Pull-up řešení Odstráňte vzduškové bubliny	Otáčáním pístu nastavte měřičku Viz tabulka řešení na krabici	Zamykací rukovět v provozním režimu	Připraveno k injekci
DA	Låsehåndtag i fri tilstand	Pull-up fortynding Fjern luftbobler	Drej stemplet for at indstille skalaen Se fortyndingstabel på æsken	Låsehåndtag i driftstilstand	Klar til at injicere
EL	Λόγιο χειρουργείο σε ελεύθερη κατάσταση	Έλξη διαλύματος Αφαίρεση αερίων φούσκων	Ροτάρισμα του έμβολου για τον έλεγχο της δόσης Βλ. τον πίνακα διαλύσεων στην συσκευασία	Λόγιο χειρουργείο σε λειτουργία	Έτοιμο για έγχυση
HU	Reteszelt fogantyú szabad üzemmódban	Felhúzásolt higítás Távolítsa el a légbuborékokat	A skála beállításához forgassa el a dugattyút Lásd a higítási táblázatot a dobozon	Reteszelt fogantyú működési módban	Beadásra kész
NL	Handel in vrije modus	Pull-up verdunning Luchtbellen verwijderen	Draai de plunger om de schaal in te stellen Zie verdunningstabel op de doos	Handel in bedieningsmodus	Klaar om te injecteren
PL	Obakowując w trybie swobodnym	Wciągnąć roztwór korzystając Usunąć pęcherzyki powietrza	Obrócić tłok, tak aby wskazywał wybrane ustawienie dawki Zobacz tabelę rozcieńczeń na pudełku	Uchwył w trybie pracy	Gotowy do wstrzyknięcia
PT	Alça de travamento no modo livre	Diluição de pull-up Remova as bolhas de ar	Gire o êmbolo para definir escala. Veja a tabela de diluição na caixa.	Alça de travamento no modo de operação	Pronto para injetar
SV	Låshandtag i fritt läge	Pull-up spädnig Ta bort luftbubblor	Vrid kolven till ange skala Se spädnig bord på lådan	Låshandtag i driftläge	Färdig att injicera

vlowmedical™ www.vlowmedical.com

INSTRUCTIONS FOR USE

EN Instructions for use Single-use Syringe 1 ml Luer lock
 DE Gebrauchsanleitung Einmal Injektionspritze 1 ml Luer-Lock
 FR Mode d'emploi Seringue à usage unique 1 ml Luer Lock
 IT Istruzioni per l'uso Siringa monouso da 1 ml Luer Lock
 ES Instrucciones de uso Jeringa para un solo uso 1 ml Luer Lock
 BG Инструкции за употреба Спринцовка за еднократна употреба 1 ml Luer Lock
 CS Návod k použití Injekční stříkačka na jedno použití 1 ml Luer Lock
 DA Brugsanvisning Engangsprøjte 1 ml Luer Lock
 EL Οδηγίες χρήσης Εγχειρίστηρας ενέσεων 1 ml Luer Lock
 HU Használati útmutató Egyszer használatos fecskendő 1 ml Luer Lock
 NL Gebruiksaanwijzing Spuitje eenmalig gebruik 1 ml Luer Lock
 PL Instrukcja użycia Strzykawka jednorazowego użytku 1 ml Luer Lock
 PT Instruções de uso Seringa de uso único 1 ml Luer Lock
 SV Användningsinstruktioner Engångspruta 1 ml Luer Lock

Manufacturer/ Brand	Vial [units]	Solvent Added Sodium Chloride [ml]	Reconstitution Solution [units/0.1 ml]	3Dose Syringe Setting - green - orange	3Dose Plunger Setting - black - blue	Number of units per click 1 Click =
Ipson/Calderma Azalure® Dysport®	125 Speywood units	0.625 ml	20 Speywood units / 0.1 ml	Green 30C125	black: 0.025 blue: 0.05	5 Speywood units
	300 Speywood units	1.5 ml				
Allergan Botox® Vistabel®	50 units	1.25 ml	4 units / 0.1 ml	Green 30C125	black: 0.025 blue: 0.05	1 unit
	100 units	2.50 ml				
Ipson/Calderma Ablucore®	125 Speywood units in 0.625 ml		20 Speywood units / 0.1 ml	Green 30C125	black: 0.025 blue: 0.05	10 Speywood units
Xeomin® Bocouture®	50 units	1.0 ml	5 units / 0.1 ml	Orange 30C100	black: 0.02 blue: 0.04	1 unit
	100 units	2.0 ml				
	50 units	1.25 ml				
	100 units	2.50 ml	4 units / 0.1 ml	Green 30C125	black: 0.025 blue: 0.05	2 units

Latex FREE

CE 2797 MD STERILE EO

C163.2 BIMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TIC. A.Ş. S.S. Bakır Pınar San. Sitesi Leylek Cad.No:15 34024 Beylikdüzü İSTANBUL-TÜRKİYE