

CombiScreen® Urinkontrollen



CombiScreen® Dip Check

Art.-Nr. 93010

Gebrauchsfertige Lösung zum Eintauchen

2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)

Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2–8 °C): 75 Tage oder 20 Eintauchungen (je nachdem, was zuerst eintritt)

CombiScreen® Drop Check

Art.-Nr. 93015

Gebrauchsfertige Lösung zum Betropfen

2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)

Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2–8 °C): 18 Monate oder (bei 20–25 °C): 30 Tage

Funktionen:

- Basiert auf humanem Urin
- Geeignet für POC-Tests
- Bruchsichere Fläschchen (Polystyrol)
- 2D-Barcode auf Reagenzfläschchen zur direkten Eingabe von Chargennummer und Zielwerten in Urilyzer® 100 Pro und Urilyzer® 500 Pro Geräte
- Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie andere Teststreifenmarken
- Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, spezifisches Gewicht, Kreatinin und hCG
- Qualitative hCG-Werte

CombiScreen® Urinkontrollen decken eine große Bandbreite von Analyten ab, einschließlich Schwangerschaftsmarker und Microalbumin. Die Kontrollen wurden sowohl für den manuellen als auch Geräteinsatz entwickelt, um die Funktion von Urinteststreifen zu überwachen.

Analyticon Biotechnologies AG

Am Mühlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Phone: +49 6454 7991-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com

agile - affordable - accurate