

Cellona® Synthetikwatte



Anwendungsbereiche

- zum Unterpolstern von Gips-, Cast- und Kompressionsverbänden
- als Polsterung bei Knochenfrakturen unter Gips- und Castverbänden
- in der Wundbehandlung in Kombination mit textilen Wundauflagen oder Salbentüll als luftdurchlässiges Polster

Eigenschaften

- bauchelastischer Faserflor
- ausreichend fester Verbund für zirkuläre Applikation
- lässt sich unter leichtem Zug in Längsrichtung verjüngen
- luftdurchlässig
- keine Feuchtigkeitsaufnahme

Produktzusammensetzung

100 % Polyester-Fasern, Formulierung ohne optische Aufheller

Cellona® Synthetikwatte

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6 Stk. in Faltschachtel				
6 x 3	10686	02765451	6/60	SSB, EV
10 x 3	10687	02765468	4/40	SSB, EV
4 x 3	10690	02754157	108	SSB
6 x 3	10692	02754163	72	SSB
10 x 3	10694	02754186	48	SSB
15 x 3	10695	02754192	36	SSB, EV
20 x 3	10696	07732628	24	SSB, EV
steril				
6 x 3	12770	00020617	8/64	SSB, EV
10 x 3	12771	00020623	8/64	SSB, EV
15 x 3	12772	00020646	5/40	SSB, EV
20 x 3	12773	07764344	4/32	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16