


Suprasorb® P

PU-Schaumverband



- A** gleichmäßige Verteilung von Wundexsudat
- B** perforierte Wundkontaktschicht
- C** bakterien- und wasserdicht*
- D** wasserdampfdurchlässig

Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - ◆ Dekubiti und andere Ulcera
 - ◆ Spalthautentnahmestellen
 - ◆ Postoperative Wunden

Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch zuverlässiges Exsudatmanagement
- hoher Tragekomfort durch weiche und anschmiegsame Struktur
- leichte Beurteilung des Wundexsudats
- bakterien- und flüssigkeitsabweisende PU-Membran*
- erhält ein feuchtes Wundheilungsmilieu und fördert so die natürliche Heilung

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen. Sobald die Verfärbung den Wundrand erreicht, ist der Verband zu wechseln.
- Suprasorb P kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden.
- Im trockenen Zustand ist Suprasorb P leicht auf die individuelle Wundgröße zuschneidbar. Der Verband sollte die Wundränder um ca. 2 cm überlappen.

Ausführungen

- selbstklebend
- nicht klebend
- Sacrum

Suprasorb® P

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
selbstklebend					
7,5 x 7,5	4,0 x 4,0	121907	07402368	8/80	SSB, EV
10,0 x 10,0	6,0 x 6,0	121906	07402351	8/80	SSB, EV
15,0 x 15,0	10,0 x 10,0	31262	09442076	4/40	SSB, EV
15,0 x 20,0	15,0 x 10,0	31263	09442082	4/40	SSB, EV
nicht klebend					
5,0 x 5,0		31311	09442099	8/96	SSB, EV
7,5 x 7,5		121904	07402291	8/96	SSB, EV
10,0 x 10,0		121905	07402345	8/96	SSB, EV
10,0 x 12,0		123464	00678245	8/80	SSB, EV
15,0 x 15,0		31264	09442107	4/40	SSB, EV
15,0 x 20,0		31265	09442113	4/40	SSB, EV
sacrum, selbstklebend					
18,0 x 20,5	14,3 x 12,0	31266	09442136	4/40	SSB, EV

* Suprasorb P non-adhesive

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16