

Pro-ophta® Augenkomresse

Augenkomresse



Pro-ophta® Augenkomresse

Anwendungsbereiche

- bei Verletzungen am äußeren Auge
- zur Versorgung des Auges nach operativem Eingriff
- zur Applikation von Pharmaka

Eigenschaften

- ovale Augenkomresse
- rundum offen
- besonders bauchig mit beidseitiger Mullauflage
- hohes Saugvermögen

Produktzusammensetzung

Innen: Augenwatte
 Außen: beidseitig 28-fädige Mullauflage, 100 % Baumwolle, oval gestanzt

Pro-ophta® Augenkomresse

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, in Faltschachtel, mit Papierzwischenlage				
7,5 x 5,5	13020	00087395	5/250	SSB, EV
7,5 x 5,5	13021	00087403	50/500	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt				
7,5 x 5,5	13019	02754217	5/200	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16