

# Pro-ophta® Augenverband D

## Augenverband



Pro-ophta® Augenverband D

### Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Auges
  - ◆ nach Ptosisoperationen
  - ◆ bei Lagophthalmus
  - ◆ bei Fazialisparese
  - ◆ bei Sicca-Syndrom
- zum Abdecken des Auges während der Nacht
- besonders geeignet für lichtempfindliche Patienten

### Eigenschaften

- lichtundurchlässige, formstabile, bruchfeste Scheibe
- geeignet für Langzeittherapie
- fixiert zuverlässig
- schnell applizierbar

### Produktzusammensetzung

Querelastisches Gewebe, hautfarben, 70 % Viskose  
 30 % Polyamid: lichtundurchlässiger Deckel, Polycarbonat, schwarz  
 hautfreundlicher Polyacrylatkleber

## Pro-ophta® Augenverband D

unsteril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Ø (cm)	Höhe Scheibenwölbung (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
10,0 x 7,2	4,6	0,6	34225	07202209	1/5/200	SSB, EV
10,0 x 7,2	4,6	0,6	34226	07202215	50/600	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16