



Teststreifen-Format

CLEARTEST®
CLEARTEST STREP A
TESTSTREIFEN
TESTSTREIFEN

Der schnelle Antigen-Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.
 Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Linie erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur.
 Lagerung bei 2 - 30 °C.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Strep A Teststreifen	01242573	10 Teste	C3 10343-10	
Strep A Teststreifen	00357848	25 Teste	C3 10343	



Kassetten-Format

CLEARTEST®
CLEARTEST STREP A KASSETTENTEST
KASSETTENTEST

Der schnelle Antigen-Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.
 Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Linie erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur.
 Lagerung bei 2 - 30 °C.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Strep A Kassettestest	09746020	5 Teste	C3 10343-05	
Strep A Kassettestest	02886433	20 Teste	C3 10343-20	