

**sempermed®**   
**supreme plus**

## **SUPREME PLUS SICHER IM GRIFF**

**AUSGEZEICHNETER GRIFF** – perfekte Instrumentenführung  
**ABSOLUT HAUTFREUNDLICH** – das Semperit Veredelungsverfahren  
**OPTIMALE SICHERHEIT** – ideales Tastgefühl



# SICHER IM GRIFF

Der Sempermed® Supreme Plus bietet Ihnen mehr Griff in jeder Situation bei gleichzeitig maximaler Sicherheit, idealem Tastgefühl und perfekter Instrumentenführung.

■ **ABSOLUT HAUTFREUNDLICH**

Das speziell entwickelte automatische Veredelungsverfahren besteht aus intensiven und mehrfachen Waschphasen. Produktionsbedingte hautirritierende Substanzen und der Naturlatex-Proteingehalt werden somit auf das technisch mögliche Minimum reduziert.

■ **DAS INNENFUTTER**

Durch die besondere netzartige Struktur des Innenfutters wird die Kontaktfläche des Films zur Haut optimiert, wodurch der Reibungswiderstand beim Anziehen erheblich reduziert wird. Das Ergebnis: Der Sempermed® Supreme Plus macht es leicht, die Handschuhe anzuziehen.

■ **DOPPELTE BEHANDSCHUUNG**

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit und für leichtes Anziehen den Sempermed® Supreme als Unterziehhandschuh und den Sempermed® Supreme Plus als Überziehhandschuh. Empfehlung: Bei zwei verschiedenen Größen zuerst das größere Paar anziehen. Oder Sie verwenden gleiche Größen.



## TECHNISCHE DATEN

sempermed® supreme plus	
<b>TYP</b>	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)
<b>FARBE</b>	Naturweiß
<b>HANDSCHUHFORM</b>	Vollanatomisch mit Rollrand
<b>GRÖSSE/GESAMTLÄNGE</b> gemäß EN 455-2	5 1/2, 6 und 6 1/2      min. 270 mm 7, 7 1/2 und 8          min. 280 mm 8 1/2 und 9              min. 285 mm
<b>WANDDICKE</b> im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19–0,23 mm
<b>BARRIEREEIGENSCHAFTEN</b> Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65
<b>REISSKRAFT</b> übertrifft EN 455-2 (≥ 12 N statt ≥ 9 N)	≥ 12 N
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	3 Jahre in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230
<b>STERILISIERUNG</b>	Bestrahlung <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE R</span>
<b>KENNZEICHNUNG</b>	EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374, ISO 15223
<b>ZWECKBESTIMMUNG</b> gemäß MP Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA Richtlinie 89/686/EWG	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen) <sup>1)</sup>
<b>VERPACKUNG</b>	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen, faserfreiem Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisationsindikator: 50 Paar Im Sportkarton mit Sterilisationsindikator: 300 Paar
<b>ARTIKELNUMMERN</b>	Größe 5 1/2    822851521      Größe 7 1/2    822851721 Größe 6        822851601      Größe 8        822851801 Größe 6 1/2    822851621      Größe 8 1/2    822851821 Größe 7        822851701      Größe 9        822851901



**KONTAKTIEREN SIE UNS!**

Semperit Investments Asia Pte Ltd  
8 Jurong Town Hall Road,  
#29-03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434  
E-Mail: [sempermed@semperitgroup.com](mailto:sempermed@semperitgroup.com)  
[www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.  
Segment Sempermed  
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
E-Mail: [sempermed@semperitgroup.com](mailto:sempermed@semperitgroup.com) · [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

<sup>1)</sup> gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste ([www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/t/chemikalienschutz/](http://www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/t/chemikalienschutz/))  
**WICHTIGER HINWEIS:** Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com). **Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zur (Chemikalien-) Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung fachkundigen Rat ein!** Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. **ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.**