

Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz



Lomatuell® Pro

Anwendungsbereiche

- in allen Exsudationsphasen einsetzbar
- Chronische Wunden
 - ◆ Ulcus cruris
 - ◆ Diabetische Fußulcera
 - ◆ Dekubitus
- Akute Wunden
 - ◆ Riss-, Schnitt und Schürfwunden
 - ◆ Verbrennungen zweiten Grades
- Post-chirurgische Wunden
 - ◆ sekundär heilende OP Wunden
 - ◆ Spalthautentnahmestellen
- mit Unterdrucktherapie als Wunddistanzgitter kombinierbar*

Eigenschaften

- Ausbildung einer Gelschicht aus Vaseline und Hydrokolloidpartikeln
- Atraumatischer Verbandwechsel
- einfache Anwendung
- beidseitig anwendbar
- lässt sich für verschiedene Wundgrößen und Körperareale zuschneiden
- Unterstützung der Wundheilung
- Verklebungsrisiko mit Wunde wird minimiert
- flexibles, anschmiegsames Material
- guter Exsudatabfluss in den Sekundärverband
- schmerzärmer Verbandwechsel

Produktzusammensetzung

Polyesterfaser-Gittertüll imprägniert mit einer Beschichtungsmasse, bestehend aus Polymermatrix (eine elastisch verformbare Fixiermasse), Vaseline und Hydrokolloid

Lomatuell® Pro

steril, einzeln eingeschiegelt


Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 x 5	33616	10005091	8/288	SSB, EV
5 x 5	33625	11070110	120/480	SSB
10 x 10	33617	10005116	8/96	SSB, EV
20 x 10	33618	10005122	8/96	SSB, EV
30 x 10	33619	10005139	8/64	SSB, EV
10 x 10	33620	10005151	50/450	SSB
10 x 10	33621	10713988	120/480	SSB

* basierend auf in-vitro Untersuchungen

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16

Lomatuell® H

Salbentüll, hydrophob



Lomatuell® H

Anwendungsbereiche

- Hautentnahmestellen
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Verbrennungen
- Schnittwunden
- Schürfwunden

Eigenschaften

- begünstigt Abfluss von Exsudat
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- imprägniert mit hydrophober (wasserabweisender) Salbengrundlage
- fördert natürlichen Heilungsverlauf
- gewährt Wundruhe

Produktzusammensetzung

Baumwolle (weitmaschig gewirkter Tüll) und weiße Vaseline, abgedeckt mit Pergaminpapier

Lomatuell® H

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 x 5	23314	08534913	10/360	SSB, EV
10 x 10	23315	03275602	10/120	SSB, EV
20 x 10	23316	03275619	10/120	SSB, EV
30 x 10	23317	03275625	10/80	SSB, EV
10 x 10	23318	03275631	50/450	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16