


Suprasorb® F

Folien-Wundverband



- A** transparente Polyurethanfolie
- B** bakterien- und wasserdicht
- C** überschüssiger Wasserdampf verdunstet

Anwendungsbereiche

Für die Versorgung von nicht infizierten Wunden, wenn diese schwach exsudierend und oberflächlich sind.

Indikationen:

- Arterielle und venöse Ulcera
- Spalthautentnahmestellen
- Postoperative Wunden
- Abschürfungen

Eigenschaften

- Einfache Applikation
- Hoher Tragekomfort
- Flexibles und anschmiegsames Material
- Effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen (z. B. Bakterien)
- Wasserdicht
- Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbands

Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie
Polyacrylatklebstoff

Hinweise

- Suprasorb® F von der Rolle ist zur Prophylaxe (u. a. von Dekubitus) und zur Fixierung in der Wundversorgung bestimmt.

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und möglichen Primärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen.

Ausführungen

- Steriler, zugeschnittener Folien-Wundverband
- Unsteriler Folienverband von der Rolle

Tipp

- Kann als Sekundärverband bei infektfährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden.

Suprasorb® F

Abmessungen	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
gerollt, unsteril				
10 cm x 1 m	20467	01806248	1/16	SSB, EV
10 cm x 10 m	20468	02650185	1/16	SSB, EV
15 cm x 10 m	20469	02650191	1/10	SSB, EV
steril, einzeln eingeseigelt				
5 cm x 7 cm	20460	00432998	10/380	SSB, EV
5 cm x 7 cm	20461	00433006	100/1000	SSB, EV
10 cm x 12 cm	20462	00433012	10/100	SSB, EV
10 cm x 12 cm	20463	00433029	50/200	SSB, EV
10 cm x 25 cm	20464	00433035	10/140	SSB, EV
15 cm x 20 cm	20465	00433041	10/400	SSB, EV
20 cm x 30 cm	20466	00433058	10/180	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16