


# Suprasorb® H

## Hydrokolloid-Verband



- A** bei Exsudataufnahme quillt das Hydrokolloid und bildet ein Gel, das Exsudat und Gewebetrümmer bindet
- B** bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- C** überschüssiger Wasserdampf verdunstet

### Suprasorb® H

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>Standard</b>				
10 x 10	121912	07402552	8/528	SSB, EV
15 x 15	20401	00432679	5/50	SSB, EV
20 x 20	20402	00432828	5/50	SSB, EV
<b>Dünn</b>				
5 x 5	20424	00226655	10/1650	SSB, EV
5 x 10	121910	07402517	8/384	SSB, EV
5 x 20	20411	00432840	10/250	SSB, EV
10 x 10	121911	07402523	8/576	SSB, EV
15 x 15	20413	00432863	5/50	SSB, EV
20 x 20	20414	00432886	5/50	SSB, EV
<b>Sacrum</b>				
14 x 16	20430	00432900	5/200	EV
<b>Border</b>				
14 x 14	20420	00432892	5/200	EV

#### Anwendungsbereiche

Für die Versorgung nicht infizierter Wunden, wenn diese schwach bis mittel exsudierend und oberflächlich sind.

Indikationen:

- Arterielle und venöse Ulcera
- Spalthautentnahmestellen
- Postoperative Wunden

#### Eigenschaften

- Hoher Komfort durch einfache Applikation
- Besonders dünn und flexibel
- Bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- Wasserdicht
- Begünstigt die Wundheilung durch die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus und fördert so die natürliche Heilung

#### Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie mit Hydrokolloid-Schicht

#### Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen. Bei ausgeprägter Blasenbildung über die Wundfläche hinaus muss der Verband gewechselt werden.

#### Ausführungen

- Standard
- Dünn
- Sacrum
- Border

#### Tipp

- Speziell zur Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms gibt es Suprasorb H dünn in der Größe 5 x 5 cm.