

Pro-ophta® Keiltupfer Tupfer



Pro-ophta® Keiltupfer

Anwendungsbereiche

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

Eigenschaften

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl
- werden in Pinzetten und Tupferklemmen eingespannt

Produktzusammensetzung

100 % Polyvinylalkohol

Pro-ophta® Keiltupfer steril

REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
14915	02173006	200/4800	PB, SSB
14915	01094701	10	VH PB, SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16