

# Pro-ophta® Augenlochkomresse

## Augenkomresse zur Polsterung von Augenlochscheiben



Pro-ophta® Augenlochkomresse



### Anwendungsbereiche

- Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen nach intraokularen Eingriffen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion
- zur Polsterung unter gelochter Augenscheibe einzusetzen
- insbesondere nach Keratoplastiken, Katarakt- und Lidoperationen

### Eigenschaften

- gute Polsterung von Augenlochscheiben
- Komresse ist fusselarm
- lässt viel Luft ans Auge
- hohe Saugfähigkeit

### Produktzusammensetzung

Weicher Vliesstoff: 67 % Viskose, 33 % Polyester, in 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt, mit offenem Zentrum

### Hinweise

- die gelochte Kunststoffscheibe ist nicht Bestandteil des Produktes

## Pro-ophta® Augenlochkomresse

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>unsteril, in Faltschachtel</b>				
10 x 7	13015	07278388	50/300	SSB, EV
<b>steril, einzeln eingesiegelt</b>				
10 x 7	13014	07278371	50/500	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16