



Präzision in der Injektion und Applikation

Mit B. Braun Einmalspritzen und Einmalkanülen



BIBRAUN Injekt

BIBRAUN Omnifix -F Latex-free

BIBRAUN Omnifix
1
2
3
4
5 ml
Latex-free

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ml

BIBRAUN Injekt

INJEKTION UND APPLIKATION MIT B. BRAUN

Für eine präzise **Injektion und Applikation** bietet B. Braun ein umfassendes Produktsortiment an Einmalspritzen und Kanülen an.

Das Produktprogramm der Einmalspritzen umfasst zweiteilige und dreiteilige Einmalspritzen, Feindosierungsspritzen, Insulinspritzen, orale Einmalspritzen und Original Perfusor® Spritzen.

Zum Sortiment der Einmalkanülen gehören Standardkanülen, Einmalkanülen für spezielle Indikationen sowie Sicherheits-Einmalkanülen und Einmalkanülen für Pen-Injektions-Systeme.

B. BRAUN EINMALSPRITZEN



ZWEITEILIGE EINMALSPRITZEN
Injekt®

ZWEITEILIGE
EINMALSPRITZEN



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN
Omnifix®
Omnican®

DREITEILIGE
EINMALSPRITZEN



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN
Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN
Original Perfusor® Spritzen

ORALE
EINMALSPRITZEN



ORALE EINMALSPRITZEN
Exadoral®



INSULINSPRITZEN
Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen
Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen

EINMAL-
INSULINSPRITZEN

B. BRAUN EINMALKANÜLEN



EINMALPENKANÜLEN
Omnican® Fine

EINMAL-
PENKANÜLEN



EINMALKANÜLEN
Standard-Einmalkanülen
Sterican®

EINMAL-
KANÜLEN



EINMALKANÜLEN
Sicherheits-Einmalkanülen
Sterican® Safety

ENTSORGUNG-
BOX



ABFALLBEHÄLTNIS
Medibox®

VERPACKUNGEN/
LAGER



ALLGEMEINE INFORMATION

Inhaltsverzeichnis

EINMALSPRITZEN

Zweiteilige Einmalspritzen

Injekt® Luer Solo	10
Injekt® Luer Lock Solo	11
Injekt®-F Luer Solo	12
Injekt®-F Luer Duo	12
Injekt®-H Luer Solo	13
Injekt®-H Luer Duo	13

Dreiteilige Einmalspritzen

Omnifix® Luer Solo	16
Omnifix® Luer Lock Solo	17
Omnifix®-F Luer Solo	18
Omnifix®-F Luer Duo	18
Omnifix®-F Luer Lock	19
Omnifix®-H	20
Omnican®-F	22
Omnican®-F im Polybeutel	23
Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen	25
Original Perfusor® Spritzen	27

Orale Einmalspritzen

Exadoral®	29
▪ Zubehör für Exadoral®	30

INSULINSPRITZEN	
Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen	
Injekt® 40 Solo	32
Injekt® 40 Duo	32
Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen	
Omnifix® 40	33
Omnifix® 100	33
Omnican® 40	34
Omnican® 100	34
Omnican® im Polybeutel	36
EINMALKANÜLEN	
Einmalpenkanülen	
Omnican® fine	39
Omnican® fine Comfort	41
Standard-Kanülen	
Sterican®	43
Sicherheits-Einmalkanülen	
Sterican® Safety	53
Handlungsempfehlung Sterican® Safety	56
ABFALLBEHÄLTNIS	
Medibox®	61
Handlungsempfehlung Medibox®	62
ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN	
	66

Zweiteilige Einmalspritzen

Injekt®

Mit Injekt® bietet B. Braun ein breites Sortiment an zweiteiligen Einmalspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansätzen in verschiedenen Größen an. Abgerundet wird das Programm durch eine 1 ml Feindosierungsspritze und Feindosierungsspritzen mit Heparin-Skalierung.





Injekt® Luer Solo

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz



2 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Grüne Kolbenstange für präzise Dosierung
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Arzneimittelverlust



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml

Injekt® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
2 ml, nutzbar bis 3 ml	Zentrisch	0,1 ml	25 x 100 Stück	4606027V	02057895	03.99.01.3002
5 ml, nutzbar bis 6 ml	Exzentrisch	0,2 ml	20 x 100 Stück	4606051V	02057903	03.99.01.3003
10 ml, nutzbar bis 12 ml	Exzentrisch	0,5 ml	12 x 100 Stück	4606108V	02057926	03.99.01.3004
20 ml, nutzbar bis 24 ml	Exzentrisch	1,0 ml	8 x 100 Stück	4606205V	02057932	03.99.01.3005

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Injekt® Luer Lock Solo

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz



2 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Grüne Kolbenstange für präzise Dosierung
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Arzneimittelverlust



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml


Injekt® Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
2 ml, nutzbar bis 3 ml	Zentrisch	0,1 ml	25 x 100 Stück	4606701V	00610968	03.99.01.3006
5 ml, nutzbar bis 6 ml		0,2 ml	20 x 100 Stück	4606710V	00610974	03.99.01.3007
10 ml, nutzbar bis 12 ml		0,5 ml	12 x 100 Stück	4606728V	00611005	03.99.01.3008
20 ml, nutzbar bis 24 ml		1,0 ml	8 x 100 Stück	4606736V	00611034	03.99.01.3009

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Injekt®-F

Zweiteilige Einmal-Feindosierungsspritze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 0,01 ml Feinskalierung (2)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Mit Spardorn, daher kein Totraumvolumen (1)
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,01 ml für präzise Verabreichung von Medikamenten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Ohne Totraumvolumen und somit kein Medikamentenverlust

Injekt®-F Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	9166017V	00896456	03.99.01.3010


Injekt®-F Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1, mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G/0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	9166033V	00896479	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Injekt®-H

Zweiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit Heparin-Skalierung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Heparin-Skalierung für 10.000 I.E. in 200-I.E.-Schritten (2) oder 25.000 I.E. in 500-I.E.-Schritten (3)
- Zusätzliche 0,02 ml Skalierung
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (4)
- Mit Spardorn, daher kein Totraumvolumen (1)
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Skaleneinteilung für Heparin 10.000 I.E./1 ml oder 25.000 I.E./1 ml für präzise Verabreichung des Medikamentes ohne Umrechnen der Dosismengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Ohne Totraumvolumen und somit kein Heparinverlust

I.E. = Internationale Einheit

Injekt®-H Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	1 ml = 10.000 I.E. 0,02 ml = 200 I.E.	18 x 100 Stück	9166106V	-	-
		1 ml = 25.000 I.E. 0,02 ml = 500 I.E.		9166254V	-	-

Injekt®-H Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1,
mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G / 0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	1 ml = 25.000 I.E. 0,02 ml = 500 I.E.	18 x 100 Stück	9166297	-	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück

Dreiteilige-Einmalspritzen

Omnifix®

Mit Omnifix® bietet B. Braun ein breites Sortiment an dreiteiligen Einmalspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansätzen in verschiedenen Größen an. Abgerundet wird das Programm durch die 1 ml Feindosierungsspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz, Feindosierungsspritzen mit Heparin-Skalierung sowie die Wund- und Blasenspritzen.





Omnifix® Luer Solo

Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz



3 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala bei den 10 ml und 50 ml Varianten
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleiner Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und somit kein Medikamentenverlust



3 ml



5 ml



10 ml



20 ml



30 ml



50 ml

Omnifix® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
3 ml	Zentrisch	0,1 ml	25 x 100 Stück	4616025V	06715622	03.99.01.3014
5 ml	Exzentrisch	0,2 ml	20 x 100 Stück	4616057V	00569958	03.99.01.3015
10 ml, nutzbar bis 12 ml	Exzentrisch	0,5 ml	12 x 100 Stück	4616103V	00569964	03.99.01.3016
20 ml	Exzentrisch	1,0 ml	8 x 100 Stück	4616200V	00569970	03.99.01.3017
30 ml	Exzentrisch	1,0 ml	6 x 100 Stück	4616308F	00569987	03.99.01.3018
50 ml, nutzbar bis 60 ml	Exzentrisch	1,0 ml	1 x 100 Stück	4616502F	00570051	03.99.01.3019

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnifix® Luer Lock Solo

Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz



3 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala bei den 10 ml und 50 ml Varianten
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleiner Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und somit kein Medikamentenverlust




Omnifix® Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
3 ml	Zentrisch	0,1 ml	25 x 100 Stück	4617022V	06706362	03.99.01.3020
5 ml		0,2 ml	20 x 100 Stück	4617053V	00570016	03.99.01.3021
10 ml, nutzbar bis 12 ml		0,5 ml	12 x 100 Stück	4617100V	00570022	03.99.01.3022
20 ml		1,0 ml	8 x 100 Stück	4617207V	00570039	03.99.01.3023
30 ml		1,0 ml	6 x 100 Stück	4617304F	00570045	03.99.01.3024
50 ml, nutzbar bis 60 ml		1,0 ml	1 x 100 Stück	4617509F	00570068	03.99.01.3025

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnifix®-F Luer

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritzen mit Luer-Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 0,01 ml Feinskalierung (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (2)
- Minimales Restvolumen
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen somit kein Medikamentenverlust

Omnifix®-F Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	9161406V	00569881	03.99.01.3028



Omnifix®-F Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1, mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G/0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	9161465V	00569912	03.99.01.3029

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnifix®-F Luer Lock Solo

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit Luer-Lock-Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 0,01 ml Feinskalierung (2)
- Spritzenkolben mit Spardorn (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Minimales Restvolumen
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns und somit kein Medikamentenverlust
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen


Omnifix®-F Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	24 x 100 Stück	9167006V	12749565	03.99.01.3066

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnifix® H Luer Solo

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit Heparin-Skalierung mit Luer-Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Heparin-Skalierung für 10.000 I.E. in 200-I.E.-Schritten (1) oder 25.000 I.E. in 500-I.E.-Schritten (2)
- Zusätzliche 0,02 ml Skalierung
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Skaleneinteilung für Heparin 10.000 I.E./1 ml oder 25.000 I.E./1 ml für präzise Verabreichung des Medikamentes ohne Umrechnen der Dosiermengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

I.E. = Internationale Einheit

Omnifix®-H Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1


Größe	Konus	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	1 ml = 10.000 I.E. 0,02 ml = 200 I.E.	18 x 100 Stück	9162909V	00569898	03.99.01.3027
		1 ml = 25.000 I.E. 0,02 ml = 500 I.E.		9162607V	04744312	03.99.01.3026

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnican®-F

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit integrierter Kanüle

Einzel steril verpackt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierte Kanüle (0,30 x 12 mm)
- 0,01 ml Feinskalierung (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (2)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Minimales Restvolumen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzel steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Minimaler Medikamentenverlust durch integrierte Kanüle
- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und Verabreichung von Medikamenten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

Omnican®-F, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 mit integrierter Kanüle (0,30 x 12 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


Größe	Konus	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	24 x 100 Stück	9161502S	4051388	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnican®-F

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit integrierter Kanüle

Im Polybeutel verpackt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 10 Stück im Polybeutel verpackt
- Packung zu 100 Stück (entspricht 10 Polybeuteln)
- Innensterilität der einzelnen Spritze ist durch weiße Schutzkappen an beiden Seiten der Spritze auch nach dem Öffnen des Polybeutels gewährleistet



DREITEILIGE
EINMALSPRITZEN

Omnican®-F, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 mit integrierter Kanüle (0,30 x 12 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Zentrisch	0,01 ml	24 x 100 Stück	9161502	3115465	03.99.01.3030

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück



10
20
30
40
50 ml
60
Omnifix®
B-BRAUN

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ml
Omnifix®
B-BRAUN

10 20 30 40 50 ml
60
Omnifix®
B-BRAUN

Omnifix® Solo

Dreiteilige Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz



50 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparenter Zylinder
- Blaue, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Varianten mit und ohne Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Mit zentrischem Katheteransatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit blauer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Varianten mit und ohne zusätzlichen Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust

DREITEILIGE
EINMALSPRITZEN



50 ml



50 ml



100 ml

Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritze mit Katheter-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
50 ml, nutzbar bis 60 ml	Zentrisch	1,0 ml	100 Stück	4613503F	00570074	03.99.01.5003

Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen mit Katheter-Ansatz, Aspirationsgriff und Luer-Adapter, gefertigt nach ISO 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
50 ml, nutzbar bis 60 ml	Zentrisch	1,0 ml	100 Stück	4613554F	00570080	03.99.01.5002
100 ml		2,0 ml		4614003F	04475935	03.99.01.5001

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton



Original Perfusor® Spritzen

Dreiteilige Original-Einmalspritzen zur Verwendung mit Perfusor® Spritzenpumpen



20 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Luer-Lock-Ansatz
- Leichtgängiger Kolbenstoppfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Hervorragende Gleiteigenschaften abgestimmt auf die Fördercharakteristik der Perfusor® Spritzenpumpen
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstoppfen für genaues Aufziehen und präzise Applikation
- Varianten ohne und mit Aspirationskanüle oder Partikelfilterkanüle
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust



20 ml



20 ml



50 ml



50 ml



50 ml



50 ml

Original Perfusor® Spritzen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Zusatz	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
20 ml	-			400 Stück	8728615	08722827	03.99.01.4002
20 ml	Aspirationskanüle (1,7 x 2,0 mm)			400 Stück	8728623	08722810	03.99.01.4002
50 ml	-			100 Stück	8728844F-06	14327265	-
50 ml	Aspirationskanüle (1,7 x 2,0 mm)			100 Stück	8728810F	00583906	03.99.01.4001
50 ml	Aspirationskanüle (1,7 mm x 2,0 mm) mit 15 µm-Partikelfilter	Zentrisch	1,0 ml	100 Stück	8728852F-06	14327271	-
50 ml	Aspirationskanüle (1,7 x 2,0 mm) mit 15 µm-Partikelfilter, orange-transparent mit Lichtschutz bis zu 520 nm			100 Stück	8728861F-06	10737339	03.99.01.4008

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück



Exadoral®

Zweiteilige Einmalspritzen mit oralem Ansatz



1 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit lilafarbener Kolbenstange
- Breiter, oraler Spritzenkonus
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen und Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Lilafarbene Kolbenstange für sofortige visuelle Unterscheidung von einer Luer-Steck- und Luer-Lock-Spritze
- Oraler Ansatz, inkompatibel mit intravenösen Zugängen, zur Vermeidung versehentlicher intervenöser Konnektion
- Breiter Spritzenkonus für präzise Entnahme und bedarfsgerechte perorale Verabreichung von oralen und enteralen Medikamenten und Flüssigkeiten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und präzise Dosierung

ORALE
EINMALSPRITZEN




Exadoral® Spritzen mit oralem Ansatz , gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Oraler Ansatz, zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	4608661	10193218	03.99.01.3047
2 ml, nutzbar bis 3 ml		0,10 ml	25 x 100 Stück	4608662	00148777	03.99.01.3046
5 ml		0,20 ml	20 x 100 Stück	4608660	00148731	03.99.01.3045
10 ml		0,50 ml	12 x 100 Stück	4608667	09929424	03.99.01.3040
20 ml		1,00 ml	8 x 100 Stück	4608663	00070236	03.99.01.3044

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Exadoral®

Zubehör



Exadoral® | Zubehör

Produkt	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**
Exadoral® Entnahmehalm, 10 cm	100 Stück	4608670	10342049
Exadoral® Entnahmehalm, 17 cm	100 Stück	4608671	10342055
Exadoral® Flaschenadapter, ø 24 mm	100 Stück	4608672	10342090
Exadoral® Flaschenadapter, ø 28 mm	100 Stück	4608673	10342109
Exadoral® Verschlusskappe	600 Stück	418200	10272797

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, ** PZN gültig für Packung zu 100/600 Stück

Injekt[®], Omnifix[®] und Omnican[®] Insulinspritzen

Zweiteilige und dreiteilige Einmal-Insulinspritzen

Für die Insulinapplikation bietet B. Braun ein breites Sortiment an zweiteiligen und dreiteiligen Einmal-Insulinspritzen an. Das Programm umfasst zweiteilige Injekt[®] Insulinspritzen, dreiteilige Omnifix[®] Insulinspritzen und dreiteilige Omnican[®] Insulinspritzen mit integrierter Kanüle.



Injekt® Einmal-Insulinspritzen

Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 Insulin mit Luer-Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. für U-40 Insulin (2)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Rote, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp
- Mit Spardorn, daher kein Totraumvolumen (1)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Varianten mit und ohne beigelegter Kanüle
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. Insulin für präzise Verabreichung von U-40 Insulin
- Hochtransparenter Zylinder mit roter Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Ohne Totraumvolumen und somit kein Insulinverlust

I.E. = Internationale Einheit

Injekt® 40 Solo für U-40 Insulin, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

Größe	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.	18 x 100 Stück	9166408V	03961088	03.99.01.1018

Injekt® 40 Duo für U-40 Insulin, mit beigelegter Sterican® Kanüle (0,45 x 12 mm),
gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537


U-40

Größe	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.	18 x 100 Stück	9166432V	07300432	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnifix® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit Luer-Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung
1 I.E. für U-40 Insulin (Omnifix® 40) (1) und
2 I.E. Insulin für U-100 (Omnifix® 100) (2)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Latex- und PVC-frei
- Varianten mit und ohne beigelegter Kanüle
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. U-40 Insulin oder 2 I.E. U-100 Insulin für präzise Verabreichung von Insulin
- Hochtransparenter Zylinder mit wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

I.E. = Internationale Einheit

EINMAL-
INSULINSPRITZEN

Omnifix® 40 für U-40 Insulin, mit Luer-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

Größe	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	-	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.	18 x 100 Stück	9161309V	02040630	03.99.01.1009
	0,45 x 12 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9161333V	02240903	-

Omnifix® 100 für U-100 Insulin, mit Luer-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-100



Größe	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1 ml	-	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.	18 x 100 Stück	9161708V	03570519	03.99.01.1016
	0,45 x 12 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.		9161376V	01349035	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Einzel steril verpackt



ab 20 I.E.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,5 I.E. Insulin (Omnican® 20) (1), 1,0 I.E. Insulin (Omnican® 40 und 50) (2) oder 2,0 I.E. Insulin (Omnican® 100) (3)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (4)
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Minimales Totraumvolumen
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen und Polystyrol
- Latex- und PVC-frei
- Mit integrierter Feinkanüle mit dünnwandiger Nadel (0,30 x 8 mm bzw. 0,30 x 12 mm)
- Mit Schutzkappen an beiden Enden der Spritze
- Einzel steril verpackt
- Packung zu 100 Stück


ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,5 I.E. und 1 I.E. für U-40 Insulin und 2 I.E. für U-100 Insulin für präzise Verabreichung von Insulin
- Minimaler Insulinverlust durch integrierte Kanüle
- Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff und silikonbeschichtete Kanüle
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Schutzkappen für die Sterilität der Spritze


I.E. = Internationale Einheit




20 I.E.



40 I.E.



50 I.E.



100 I.E.

Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Omnican® für U-40 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

Maximalvolumen in I.E.	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
20 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 8 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 0,5 I.E.	24 x 100 Stück	9161619S	00460813	03.99.01.1040
40 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 8 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9161635S	00460836	03.99.01.1041
40 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 12 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9161627S	00465124	03.99.01.1038

Omnican® für U-100 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-100


Maximalvolumen in I.E.	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
50 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 8 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E.	24 x 100 Stück	9151117S	00465420	03.99.01.1042
50 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 12 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9151125S	00465650	03.99.01.1037
100 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 8 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.		9151133S	00465667	03.99.01.1043
100 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 12 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.		9151141S	00465673	03.99.01.1039

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Im Polybeutel



bis 100 I.E.

ANWENDERVORTEILE

- 10 Stück im Polybeutel verpackt
- Packung zu 100 Stück (entspricht 10 Polybeuteln)
- Innensterilität der einzelnen Spritze ist durch weiße Schutzkappen an beiden Seiten der Spritze auch nach dem Öffnen des Polybeutels gewährleistet

I.E. = Internationale Einheit



Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Omnican® für U-40 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

Maximalvolumen in I.E.	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
20 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 8 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 0,5 I.E.	24 x 100 Stück	9161619	04121195	03.99.01.1040
40 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 8 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9161635	00536054	03.99.01.1041
40 I.E. für Insulin U-40	0,30 x 12 mm	Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9161627	02478295	03.99.01.1038

Omnican® für U-100 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-100

Maximalvolumen in I.E.	Kanüle	Graduierung/ Skaleneinteilung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
50 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 8 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E.	24 x 100 Stück	9151117	00536031	03.99.01.1042
50 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 12 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E.		9151125	03569752	03.99.01.1037
100 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 8 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.		9151133	00536048	03.99.01.1043
100 I.E. für Insulin U-100	0,30 x 12 mm	Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E.		9151141	03569769	03.99.01.1039

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Einmalpenkanülen

Penkanülen zur Insulininjektion



Penkanülen sind sterile Einmalprodukte. Mehrfachverwendung führt zu einer Abnutzung und geringeren Sicherheit. Wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion! Anschließend entsorgen Sie die Penkanüle in einen Abwurfbehälter.



Omnican® fine

Einmalpenkanülen für alle gängigen Insulinpens

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem feiner 3-Facetten-Schliff
- Spezielle Silikonbeschichtung
- Extra-Dünnwand-Technologie (Extra-thin-wall technologie)
- Kanülenhalter aus Polypropylen
- Penkanüle aus rostfreien Edelstahl mit Silikonbeschichtung
- Äußere Nadelkappe aus Polyethylen
- Innere Nadelkappe aus aus SBC (Styrol-Butadien-Copolymer)
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Sehr geringe Gewebeverletzungen und praktisch schmerzfreier Einstich aufgrund des extrem feinen 3-Facettschliffes
- Die Silikonbeschichtung sorgt für sanftes Gleiten und ein kaum spürbares Durchdringen von Haut und Gewebe
- Die Extra-Dünnwand-Technologie sorgt durch den großen Innendurchmesser für eine optimale Insulin-Durchflussrate und verkürzt die Injektionszeit
- Fester und sicherer Halt durch nur zweimaliges Drehen des Kanülenhalters
- Kompatibilität mit allen gängigen Insulinpens am Markt



Omnican® fine Penkanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 13485 und 11608

Produkt	Gauge	Durchmesser	VE/Karton	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Omnican® fine* 4 mm	31 G	0,25 mm	100 Stück	931G04S-41	09948462	03.99.99.1001
Omnican® fine* 6 mm	31 G	0,25 mm	100 Stück	931G06S-41	07028645	03.99.99.1001
Omnican® fine* 8 mm	31 G	0,25 mm	100 Stück	931G08S-41	07028639	03.99.99.1001
Omnican® fine** 12 mm	29 G	0,33 mm	100 Stück	929G12S-41	07328488	03.99.99.1001

* Extra-Dünnwand-Technologie, ** Dünnwand-Technologie

Erfahren Sie mehr
über die Kompatibilität
von Omnican® fine
mit den verschiedenen
Insulinpens.



Omnican® fine Comfort

Einmalpenkanülen mit integrierter Entsorgungsbox



Penkanülen sind sterile Einmalprodukte. Mehrfachverwendung führt zu einer Abnutzung und geringeren Sicherheit. Wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion! Anschließend entsorgen Sie die Penkanülen in einen Abwurfbehälter.



Omnican® fine Comfort

Einmalpenkanülen mit integrierter Entsorgungsbox

2 in 1 - Penkanülen mit praktischer Entsorgungsbox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Omnican® Box - gratis Entsorgungsbox
- Extrem feiner 3-Facetten-Schliff
- Spezielle Silikonbeschichtung
- Extra-Dünnwand-Technologie (Extra-thin-wall technologie)
- Kanülenhalter aus Polypropylen
- Penkanüle aus rostfreien Edelstahl mit Silikonbeschichtung
- Äußere Nadelkappe aus Polypropylen
- Innere Nadelkappe aus SBC (Styrol-Butadien-Copolymer)
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Omnican® Box: Hoher Komfort zur Entsorgung der gebrauchten Penkanülen ohne Berührung der Nadel
- Benutzte Kanüle in die integrierte Vorrichtung stecken, drehen, abwerfen, fertig!
- Praktisch für zu Hause oder unterwegs
- Weitere Vorteile siehe auch Omnican® fine (S. 39)



Omnican® fine Comfort Penkanülen mit Sicherheits-Abwurfbox, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 13485 und 11608

Produkt	Gauge	Durchmesser	VE/Karton	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Omnican® fine* Comfort 4 mm	31 G	0,25 mm	100 Stück + 1 Entsorgungsbox	9167846SE	14054850	03.99.99.1001
Omnican® fine* Comfort 6 mm	31 G	0,25 mm		9167668SE	14054867	03.99.99.1001
Omnican® fine* Comfort 8 mm	31 G	0,25 mm		9167684SE	14054873	03.99.99.1001
Omnican® fine** Comfort 12 mm	29 G	0,33 mm		9167641SE	14054896	03.99.99.1001


* Extra-Dünnwand-Technologie, ** Dünnwand-Technologie

Standard- und Sicherheits-Einmalkanülen

Sterican® und Sterican® Safety

Für die Injektion führen wir ein umfassendes Sortiment an Einmalkanülen mit Kurz- und Langschliff für Standardanwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Kanülen für spezielle Indikationen, z.B. für die Insulinapplikation, Blutentnahme oder intramuskuläre Injektionen. Das Sortiment wird vervollständigt durch das Programm der Sicherheits-Einmalkanülen Sterican® Safety.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- 3-fach Facetten-Langschliff
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Größe (Pravaz)	Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Indikation***	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
1	20 G x 1 1/2 "	0,90 x 40 mm	0,65 mm	i.v., für dickflüssige Lösungen, i.m.	10 x 100 Stück	4657519	02050798	03.99.99.1010
2	21 G x 1 1/2 "	0,80 x 40 mm	0,57 mm	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen		4657527	02050806	03.99.99.1010
12	22 G x 1 1/4 "	0,70 x 30 mm	0,47 mm	i.v., i.m.		4657624	02050812	03.99.99.1010
14	23 G x 1 1/4 "	0,60 x 30 mm	0,39 mm	i.v., i.m. Kleinmengen		4657640	02050829	03.99.99.1010
16	23 G x 1 "	0,60 x 25 mm	0,39 mm	i.v., i.m. Kleinmengen		4657667	02050835	03.99.99.1010
17	24 G x 1 "	0,55 x 25 mm	0,37 mm	i.v., s.c., Handvene Pädiatrie		4657675	02050841	03.99.99.1010
18	26 G x 1 "	0,45 x 20 mm	0,27 mm	i.v., s.c., Handvene Pädiatrie		4657683	02050858	03.99.99.1010
20	27 G x 3/4 "	0,40 x 20 mm	0,22 mm	i.v., s.c.		4657705	02050864	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

*** Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanüle zur Insulininjektion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Für die Verwendung mit Injekt® und Omnifix® Insulinspritzen (siehe S. 32,33)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 26 G x 1/2 "	0,45 x 12 mm	0,27 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4665457	02040676	03.99.99.1005
 27 G x 1/2 "	0,40 x 12 mm	0,22 mm			4665406	02499682	03.99.99.1005
 30 G x 1/2 "	0,30 x 12 mm	0,15 mm			4656300	01410036	03.99.99.1005

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanüle zur Gabe von Heparin, Tuberkulin



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach ISO 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
25 G x 5/8"	0,5 x 16 mm	0,32 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4657853	03200691	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen zur Blutentnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
19 G x 1 1/2 "	1,1 x 40 mm	0,79 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4657799	03033299	03.99.99.1010
19 G x 1 1/4 "	1,1 x 30 mm	0,79 mm			4665317	02057949	03.99.99.1010
20 G x 1 "	0,9 x 25 mm	0,65 mm			4657500	07463246	03.99.99.1010
21 G x 1 "	0,8 x 25 mm	0,57 mm			4657543	07463186	03.99.99.1010
22 G x 1 1/2 "	0,7 x 40 mm	0,47 mm			4660021	07463192	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen zur Varizenverödung/Blutentnahme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 18 G x 1 1/2 "	1,2 x 40 mm	0,95 mm	Kurzschliff	10 x 100 Stück	4665120	02057955	03.99.99.1010
 19 G x 1 1/2 "	1,1 x 30 mm	0,79 mm			4665112	07516712	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die Intramuskuläre Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 18 G x 2 "	1,2 x 50 mm	0,95 mm	Kurzschliff	10 x 100 Stück	4667123	07463223	03.99.99.1010
 19 G x 2 "	1,1 x 50 mm	0,79 mm	Langschliff		4665511	02057978	03.99.99.1010
 20 G x 2 "	0,9 x 50 mm	0,65 mm	Kurzschliff		4667093	07463217	03.99.99.1010
 21 G x 2 "	0,8 x 50 mm	0,57 mm	Langschliff		4665503	02057961	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die tief-intramuskuläre Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 20 G x 2 3/4 "	0,9 x 70 mm	0,65 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4665791	02057984	03.99.99.1010
 21 G x 3 1/8 "	0,8 x 80 mm	0,57 mm			4665465	05466559	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen zur Neuraltherapie



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 21 G x 4 3/4 "	0,8 x 120 mm	0,57 mm			4665643	04291448	03.99.99.1010
 23 G x 3 1/8 "	0,6 x 80 mm	0,39 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4665635	04291431	03.99.99.1010
 23 G x 2 3/8 "	0,6 x 60 mm	0,39 mm			4665600	02359107	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die Dental-Anästhesie



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	Indikation***	VE* / Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
25 G x 1 "	0,5 x 25 mm	0,32 mm	Langschliff	Infiltrations-Anästhesie	10 x 100 Stück	9186158	02057990	03.99.99.1010
25 G x 1 ½ "	0,5 x 40 mm	0,32 mm		Ober-, Unterkiefer, Leitungsanästhesie		9186166	02058009	03.99.99.1010
27 G x 1 ½ "	0,4 x 40 mm	0,22 mm		Ober-, Unterkiefer, Leitungsanästhesie		9186182	02058021	03.99.99.1010
27 G x 1 "	0,4 x 25 mm	0,22 mm		Nervenbereich-Anästhesie		9186174	02058015	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

*** Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.



BIBRAUN Omnifix -F Latex-free

BIBRAUN Omnifix Latex-free

BIBRAUN Injekt

0
1
2
3
4
5 ml
6
7
8
9
10 ml

Sterican® Safety

Sicherheits-Einmalkanülen mit indikationsbezogener Schlifflänge


















PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Fest mit dem Kanülenansatz verbundener Schutzschild, der die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel umschließt
- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer-Lock- und Luer-Steck-Spritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Entspricht der TRBA 250, Absatz 4.2.5 – Prävention von Nadelstichverletzungen

ANWENDERVORTEILE

- Einfache, intuitive Handhabung
- Alle Größen sind kompatibel mit Luer-Lock- und Luer-Steck-Spritzen
- Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position – daher ist eine gute Sicht auf den Punktionsort gegeben
- Das Schliffauge ist immer in Richtung des Schutzschildes ausgerichtet (Bevel-Up-Ausrichtung) – somit keine Einschränkung bei der indikationsbezogenen Auswahl der Punktionsstelle

Sterican® Safety Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
 30 G x 1/2 "	0,30 x 13 mm	0,18 mm	Langschliff	10 x 100 Stück	4670002S-01	13353705	03.99.99.1005
 27 G x 1/2 "	0,40 x 13 mm	0,22 mm			4670005S-01	13353734	03.99.99.1005
 26 G x 1/2 "	0,45 x 13 mm	0,27 mm			4670008S-01	13353740	03.99.99.1005
 25 G x 5/8 "	0,50 x 16 mm	0,32 mm			4670012S-01	13353757	03.99.99.1010
 25 G x 1 "	0,50 x 25 mm	0,32 mm			4670016S-01	13353763	03.99.99.1010
 25 G x 1 1/2 "	0,50 x 40 mm	0,32 mm			4670020S-01	13353786	03.99.99.1010
 23 G x 1 "	0,60 x 25 mm	0,39 mm			4670025S-01	13353800	03.99.99.1010
 23 G x 1 1/2 "	0,60 x 40 mm	0,39 mm			4670028S-01	13353823	03.99.99.1010
 22 G x 1 "	0,70 x 25 mm	0,47 mm			4670030S-01	13353846	03.99.99.1010
 22 G x 1 1/2 "	0,70 x 40 mm	0,47 mm			4670035S-01	13353875	03.99.99.1010
 21 G x 1 "	0,80 x 25 mm	0,57 mm			4670040S-01	13353881	03.99.99.1010
 21 G x 1 1/2 "	0,8 x 40 mm	0,57 mm			4670045S-01	13353906	03.99.99.1010
 20 G x 1 1/2 "	0,90 x 40 mm	0,65 mm			4670050S-01	13353929	03.99.99.1010
 19 G x 1 1/2 "	1,10 x 40 mm	0,79 mm			4670052S-01	13353668	03.99.99.1010
 18 G x 1 1/2 "	1,20 x 40 mm	0,95 mm			4670055S-01	13353698	03.99.99.1010

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Sterican® Safety

Produktdetails



Sicherheitsmechanismus

- Abhängig von der Größe des Schutzschildes rastet die Kanüle an bis zu drei Positionen irreversibel ein
- Die Aktivierung wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt





Sicherheitsmechanismus

- Der Kanülenschutzschild ist gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, Bestandteil des Systems




Kanülenschutzschild

- Der Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position



Kanüle

- Original Sterican®-Qualität von B. Braun: Dünnwand-Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit Facettenschliff und feindosierter Silikonbeschichtung für die schmerzarme Punktion
- „Bevel Up“- Ausrichtung des Schliffauges bei Positionierung des Kanülenschuttschildes über dem Spritzenkörper



Kanülenschuttschild

- Der Schuttschild umschließt die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel: Die technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) empfehlen den Gebrauch von Sicherheitsgeräten zur Prävention von Nadelstichverletzungen – der Sicherheitsmechanismus darf nicht durch Manipulationen außer Kraft gesetzt werden
- Der Schuttschild kann gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, einhändig aktiviert werden



Verpackung

- Komfortable Entnahme der Einzelverpackung aus dem Stationskarton à 100 Stück – der Arbeitsschritt der Vereinzelung von Mehrfachblisterern entfällt

Sterican® Safety

Handlungsempfehlung



Entnehmen Sie die Sterican® Safety unter Berücksichtigung der non-touch-Technik aus der Primärverpackung.



Verbinden Sie die Sicherheits-Einmalkanüle mit einer Luer-Steck oder Luer-Lock Spritze. Drehen Sie die Spritze dazu im Uhrzeigersinn, während Sie die Kanüle am unteren Ende des Schutzschildes halten.




Bringen Sie den Schutzschild in die – abhängig von Spritzenart und -größe – individuell einstellbare Position.



Entfernen Sie die Schutzkappe mit einer geraden Bewegung, ohne Drehen. Sichern Sie Steckverbindungen ggf. durch das Halten des Spritzenkörpers und des Schutzschildes.



Führen Sie die Punktion wie gewohnt entsprechend der Indikation durch.



Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus, indem Sie den Schutzschild gegen eine geeignete feste und gerade Oberfläche drücken, bis ein hörbares „Klicken“ das Einrasten der Kanüle bestätigt.



Sollte keine Oberfläche zur Verfügung stehen, drücken Sie mit Daumen oder Zeigefinger gegen die strukturierte Fläche des Schutzschildes, bis das Einrasten zu spüren ist und durch ein hörbares „Klicken“ bestätigt wird. Führen Sie die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus stets abgewandt von sich und anderen durch.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert wurde, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Entsorgen Sie das Produkt unmittelbar nach der Aktivierung des Sicherheitsmechanismus gemäß geltender Vorschriften in einem geeigneten Abfallbehälter für spitze und scharfe medizinische Instrumente.



Um den Anwenderfilm zur Sterican® Safety direkt auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und direkt zur Website gelangen.

Sterican® Safety

Für mehr Sicherheit

Sterican® Safety Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus erfüllen die Anforderungen an sichere Instrumente gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5 – Prävention von Nadelstichverletzungen.¹

SICHERHEITSGERÄT



- Weder Patient noch Beschäftigte werden gefährdet
- Die Benutzung ist einfach und anwendungsorientiert
- Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit anderem Zubehör

Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus der Sterican® Safety

- Kann einhändig erfolgen
- Ist sofort nach Gebrauch möglich
- Ist irreversibel und schließt damit einen erneuten Gebrauch aus
- Ist fühlbar, sichtbar und hörbar

1. BAuA – Technischer Arbeitsschutz (inkl. Technische Regeln) - TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin <https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html>

Entsorgung von spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten

Gemäß TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 (6) sind gebrauchte spitze und scharfe medizinische Instrumente einschließlich derer mit Sicherheitsmechanismus unmittelbar nach Gebrauch in **Abfallbehältnissen** zu entsorgen, die der DIN EN ISO 23907 entsprechen. Diese legt Prüfanforderungen fest, die Abfallbehältnisse dieser Art zu erfüllen haben.



Siehe Medibox® – Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente im medizinischen Umfeld auf S. 61



Für weitere Informationen zur TRBA 250 sowie einen Gesamtüberblick über unser Produktsortiment scharfer und spitzer medizinischer Instrumente einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.



Medibox® 4,7 L

Fill line on the lid
max. 3,9 L ↑

REF 9193618

PZN 13847376

UN 3H2/Y2,25/S/18
I/CPABO 0002-J/KETER ITALIA SPA



UN3291



www.bbraun.com



B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany

B | BRAUN

02130 2018/02/08 1510056476

Medibox®

Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente im medizinischen Umfeld

NEU




PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Bruchbeständig, druchdringfest und standbest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,7 L)
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

ANWENDERVORTEILE

- Berührungsfreie Entsorgung
- Verschiedene Öffnungen zur Entsorgung von Produkten unterschiedlicher Größe
- Geringere Gefahr von Nadelstichverletzungen



Medibox® 2,4 L – 9,1 L



Medibox® 0,7 L

FÜR DIE ENTSORGUNG VON

- 1 Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
- 2 Penkanülen
- 3 Verschiedenen scharfen und spitzen medizinischen Instrumente
- 4 Halterung für Schutzkappen von Penkanülen

Größe	Füllvolumen max.	Deckel (L x B x H)	Boden (L x B)	VE*	Art.-Nr.	PZN
0,7 l	0,6 L	11,4 x 7,4 x 13 cm	10,5 x 6,5 cm	10 Stück	9193405	05368615
2,4 l	2 L	15,1 x 15,2 x 20 cm	11 x 11 cm	27 Stück	9193600	13847399
4,7 l	3,9 L	19 x 19 x 20,5 cm	15 x 15 cm	25 Stück	9193618	13847376
5,7 l	4,8 L	19 x 19 x 25,7 cm	13,9 x 13,9 cm	25 Stück	9193627	13847382
6,8 l	5,7 L	16,7 x 16,7 x 50 cm	Ø 11 cm	22 Stück	9193639	14410285
9,1 l	7,7 L	21,5 x 21,5 x 32,5 cm	17 x 17 cm	13 Stück	9193640	13856665

Halterungssysteme für Medibox®

	VE	Art.-Nr.
Medibox® 6,8 Liter Stangenhalterung für Infusionsständer	1 Stück	9193639-0
Medibox® 9,1 Liter Befestigungsschraube für Infusionsständer	1 Stück	9193640-0


1 DECKELMONTAGE



Platzieren Sie den Deckel auf den Abfallbehälter und drücken Sie die jeweils gegenüberliegenden Ecken des Deckels nach unten, bis ein „Klicken“ das Einrasten bestätigt.

Kontrollieren Sie, ob der Deckel an allen Seiten richtig eingerastet ist!

2 ANWENDUNG






FÜR DIE ENTSORGUNG VON

- 1 Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
- 2 Penkanülen
- 3 verschiedenen größeren, scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten

Lösen Sie die Deckelklappe durch leichten Druck auf die Lasche, sodass die Deckelklappe leicht nach oben springt.

Schieben Sie die Deckelklappe mit einer Hand nach oben, bis sie in stehender Position einrastet.



Lösen Sie Luer- und Luer-Lock-Verbindungen zwischen Spritze und Kanüle.

Lösen Sie die Verbindung eines Pens und einer Penkanüle.

Entsorgen Sie größere, scharfe und spitze medizinische Instrumente.

3 DECKELVERSCHLUSS



TEMPORÄRER VERSCHLUSS

Lösen Sie den Deckel aus der Halteposition und drücken Sie die Deckelklappe leicht auf dem Gehäuse an.



PERMANENTER ENDVERSCHLUSS

Verschließen Sie die Medibox® nach Erreichen des maximalen Füllstandes (siehe Deckelprägung) durch gleichzeitigen Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen.



Die Entsorgung der endverschlossenen Medibox® erfolgt gemäß den lokalen, gesetzlichen Bestimmungen.




Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.

Allgemeine Informationen




Injekt®

Design der Verpackung



- Farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten



- Illustrative Darstellung des Produkts für sofortige Zuordnung



- Produktname auf allen relevanten Seiten für eine schnelle Orientierung

Injekt®


Einheitliches Labeling-Konzept

Injekt®

- 01 Seringas de uso único, de 2 peças
- 02 Seringă de unică folosință, din 2 piese
- 03 Шприцы одноразового применения, 2-х компонентные
- 04 Sprutor för engångsbruk, 2-delade
- 05 Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna
- 06 Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna
- 07 Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı

08 Одноразовый шприц, 2-компонентный

09 Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



5 ml


B | BRAUN

Unterschiedliche farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten.

Injekt®

- 01 Seringas de uso único, de 2 peças
- 02 Seringă de unică folosință, din 2 piese
- 03 Шприцы одноразового применения, 2-х компонентные
- 04 Sprutor för engångsbruk, 2-delade
- 05 Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna
- 06 Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna
- 07 Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı
- 08 Одноразовый шприц, 2-компонентный

09 Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



10 ml

B | BRAUN

Injekt®

- 01 Single-use syringes, 2-piece
- 02 Einmalspritzen, 2-teilig
- 03 Спринцовка за еднократна употреба, двукомпонентна
- 04 一次性使用注射器, 再件式
- 05 Jednorazová injekční stříkačka, 2-dílná
- 06 Engångssprutor, 2-komponent
- 07 Ühekordselt kasutatav süstid, 2-osalist
- 08 Seringas de un solo uso, de 2 piezas
- 09 Kertaikäyttöruiskut, 2-osainen
- 10 Seringues à usage unique, 2 pièces
- 11 Işpruycjes jass, xpruycjes, 2 tjarjaltsjw
- 12 Jednokratne strijaljke, 2-dielne
- 13 Egyyszer használatos fecskendő, 2 darabos
- 14 Siringhe monouso, 2 parti
- 15 Биг рет хольданауа арналган шприцтер, 2 даяча
- 16 Vienkartiniin noudojimo sviikstai, 2 dailij
- 17 Sîrtesc vienezietajli lîetofânai, 2daligis
- 18 Spuiten voor eenmalig gebruik, 2-delig

09 Engangssprøyte, 2 deler

10 Strzykawka jednorazowego użyciu, 2-częściowa

11 Seringas de uso único, de 2 peças

12 Seringă de unică folosință, din 2 piese

13 Шприцы одноразового применения, 2-х компонентные

14 Sprutor för engångsbruk, 2-delade


15 Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna

16 Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna

17 Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı

18 Одиоразовий шприц, 2-компонентний

19 Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



20 ml


B | BRAUN

Omnifix®

Design der Verpackung



- Farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten



- Illustrative Darstellung des Produkts für sofortige Zuordnung



- Produktname auf allen relevanten Seiten für eine schnelle Orientierung


Omnifix®

Einheitliches Labeling-Konzept

Unterschiedliche farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten.

Omnifix®

KZ Бир рет қолдануға арналған шприцтер, 3 дана
LI Vienkartinio naudojimo švirkštai, 3 dalių
LV Šīrīces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas
NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig
NO Engangssprøyte, 3 deler
PA Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa
PT Seringas de uso único, de 3 peças
RO Seringă de unică folosință, din 3 piese
RU Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные
SE Sprutor för engångsbruk, 3-delade
SI Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna
SK Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna
TR Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı
UA Одноразові шприци, 3-компонентні
VN Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết
US Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



5 ml

B | BRAUN

Omnifix®

LV Šīrīces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas
NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig
NO Engangssprøyte, 3 deler
PA Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa
PT Seringas de uso único, de 3 peças
RO Seringă de unică folosință, din 3 piese
RU Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные
SE Sprutor för engångsbruk, 3-delade
SI Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna
SK Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna
TR Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı
UA Одноразові шприци, 3-компонентні
VN Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết
US Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic




10 ml

B | BRAUN

Omnifix®

IT Siringhe monouso, 3 parti
KZ 일회용 주사기, 3pcs
KZ Бир рет қолдануға арналған шприцтер, 3 дана
LI Vienkartinio naudojimo švirkštai, 3 dalių
LV Šīrīces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas
NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig
NO Engangssprøyte, 3 deler
PA Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa
PT Seringas de uso único, de 3 peças
RO Seringă de unică folosință, din 3 piese
RU Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные
SE Sprutor för engångsbruk, 3-delade
SI Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna
SK Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna
TR Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı
UA Одноразові шприци, 3-компонентні
VN Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết
US Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



20 ml

B | BRAUN

Omnifix®

DE Single-use syringes, 3-piece
EN Einmaligspritzen, 3-teilig
FR Seringa de unică folosință, 3-piese
IT Siringhe monouso, 3 parti
KZ Бир рет қолдануға арналған шприцтер, 3 дана
LI Vienkartinio naudojimo švirkštai, 3 dalių
LV Šīrīces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas
NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig
NO Engangssprøyte, 3 deler
PA Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa
PT Seringas de uso único, de 3 peças
RO Seringă de unică folosință, din 3 piese
RU Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные
SE Sprutor för engångsbruk, 3-delade
SI Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna
SK Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna
TR Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı
UA Одноразові шприци, 3-компонентні
VN Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết
US Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic
US 产品名称: 一次性使用医用注射器
 注册号: 国食药监械(注)字2014第3154728号·产品标准: YZB/068 4340-2010·生产企业名称: B. Braun Melungen AG 贝朗梅尔和曼恩有限公司
 注册地址: 34209 Melungen, Germany·联系方式: www.bbraun.com·生产地址: Gnohe Allee 84, 34454 Bad Arolsen, Germany·代理人: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 中国(上海)自由贸易试验区港浦路265号·P及O部分
 邮编: 200121
 电话: 021-22163000·合格·有效期至
 生产日期
 LOT# 批号规格
 REF#



30 ml

B | BRAUN

VERPACKUNGEN/
LAGER

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. +49 5661 71-0 | www.bbraun.de