



# Gebrauchsanweisung


## Neuer BD Sensi-Disc™ Behälter

(Kat. Nr. 257559)


Zum Öffnen des BD Sensi-Disc Behälters den Deckel an der **Perforierung** nach oben drücken.



Für eine korrekte Lagerung im Kühlschrank, bitte die Trockenmittel der Kartuschen-Verpackungen\* am Boden der Dispenserbox positionieren (s. Abbildung).



\* a) BBL Sensi-Disc in Blisterverpackung



b) BBL Sensi-Disc in Glasverpackung



# Informationen

## BD Sensi-Disc™ Behälter

(Kat. Nr. 257559)

### Material:

- Tiefgezogen aus PET-G Klarsicht 2 mm
- Schnappverschluss
- Griffmulden im Oberteil

### Eigenschaften:

- Geeignet für die Reinigung mit Alkohol
- Splitterfrei
- Stoßfest
- Max. Temperatur 100 °C
- Min. Temperatur -50 °C

### Maße:

- Durchmesser Boden (Unterteil): 14 cm  
(mit Platz innen für Trockenmittel)
- Durchmesser Deckel: 18 cm
- Höhe: 22 cm