

Vliwasoft®

Weiche Vliesstoffkompressen



Vliwasoft® Kompressen

Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden
- als Wundauflage
- zur Wundreinigung
- als Salbenträger
- zur Polsterung zwischen Zehen und Fingern

Eigenschaften

- aus feinporigem, nicht faserndem Vliesstoff
- schonende Wundreinigung
- gutes Saugverhalten

Produktzusammensetzung

Trägergewebe: hautfarben, Viskose, Polyester

Hinweise

- unsterile Varianten sterilisierbar mit Wasserdampf, Ethylenoxid oder Strahlen

Vliwasoft®

Vliesstoffkompressen

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, 4-lagig, 100 Stück im Papierbeutel				
10,0 x 10,0	12064	03806933	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12070	03806956	100/1000	SSB, EV
5,0 x 5,0	12075	03806910	100/5000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12081	03806927	100/2500	SSB, EV
unsteril, 6-lagig, 100 Stück im Papierbeutel				
10,0 x 10,0	12067	08900938	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12072	08900944	100/1000	SSB, EV
5,0 x 5,0	12078	08900915	100/5000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12084	08900921	100/2000	SSB, EV
steril, 4-lagig, Packungsinhalt: 75 x 2 Kompressen, paarweise eingeseigelt				
10,0 x 10,0	12065	06325588	150/3000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12071	06325594	150/1500	SSB, EV
5,0 x 5,0	12076	06325565	150/3000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12082	06325571	150/3000	SSB, EV
steril, 6-lagig, Packungsinhalt: 50 x 2 Kompressen, paarweise eingeseigelt				
10,0 x 10,0	12068	08900890	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12073	08900909	100/1000	SSB, EV
5,0 x 5,0	12079	08900878	100/2000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12085	08900884	100/2000	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16