

Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer Tupfer



Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer

Anwendungsbereiche

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

Eigenschaften

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl

Produktzusammensetzung

Spitze: 100 % Polyvinylalkohol
Stiel: Polypropylen

Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer

steril

REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
14917	02173029	180/2160	PB, SSB
14917	01094730	10	VH PB, SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16