

Cellona® Polster



Anwendungsbereiche

- Polstermaterial zur rutschfesten Applikation bei partiell gepolsterten Gips- und Castverbänden an allen druckgefährdeten Stellen

Eigenschaften

- erhöht den Tragekomfort von Stützverbänden
- luftdurchlässig
- selbstklebend
- streifenförmig aufgebracht hautfreundlicher Kleber

Produktzusammensetzung

50 % Polyester, 30 % Polypropylen, 20 % Trägergewebe: hautfarben, Viskose

Hinweise

- latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei

Cellona® Polster

Abmessungen	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 mm stark, im Folienbeutel				
19 cm x 38 cm	50810	02191412	10/60	SSB
2 mm stark, gerollt				
58 cm x 1 m	50811	02765497	1/10	SSB, EV
28 cm x 10 m	50813	08426365	1/11	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16