

# Dauerbinde® K

## Langzugbinde



### Anwendungsbereiche

- zum Stützen und Entlasten des Stütz- und Bewegungsapparates
- zur Fixierung von Verbänden
- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Reduktion von Hämatomen
- zur Kompression

### Eigenschaften

- hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
- griffige Gewebestruktur
- cremefarben
- hautfreundlich
- luftdurchlässig

### Produktzusammensetzung

58 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elasthan, 10 % Viskose

### Hinweise

- waschbar bei 40° C
- sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C)
- aufgrund des hohen Ruhedrucks sollte der Verband nachts oder bei Ruhelage abgenommen werden

### Ausführungen

- griffige Oberfläche
- längselastisch (ca. 170 %)

## Dauerbinde® K

7 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>einzel in Faltschachtel</b>				
6 x 7	105904	12588872	1/80	EV
8 x 7	105992	12589009	1/100	EV
10 x 7	105993	12588990	1/100	EV
12 x 7	105994	12588984	1/80	EV
20 x 7	105901	12588783	1/30	EV
<b>lose im Karton</b>				
6 x 7	105908	12588926	10/180	SSB, EV
8 x 7	105909	12588932	10/120	SSB, EV
10 x 7	105910	12588949	10/60	SSB, EV
12 x 7	105911	12588955	10/60	SSB, EV
20 x 7	105903	12588820	10/30	SSB, EV

## Dauerbinde® K

14 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>einzel in Faltschachtel</b>				
10 x 14	105907	12588903	1/30	EV
12 x 14	105902	12588808	1/30	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16