

Pro-ophta® Augenverband K

Augenverband



Pro-ophta® Augenverband K

Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von Verletzungen am äußeren Auge
- zur Ruhigstellung des Augenlids
- zum Schutz der Augen vor Verletzungen bei Operationen in Bauchlage (z. B. Operationen an der Wirbelsäule oder neurochirurgische Eingriffe am Schädel)

Eigenschaften

- passt sich der Gesichtskontur gut an
- der hautverträgliche Kleber fixiert zuverlässig, auch bei Langzeittherapie
- lässt sich leicht und rückstandsarm lösen
- schnell und bequem applizierbar
- hohe Saugfähigkeit

Produktzusammensetzung

Querelastisches Gewebe, hautfarben: 70 % Viskose, 30 % Polyamid

Netz/Wattetampon:

Watte/Mull: 100 % Baumwolle

Netzschlauch: 100 % Viskose, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Pro-ophta® Augenverband K

unsteril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
11,4 x 7,8	34104	07202155	50/600	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16